

Die verschiedenen Varianten des zehenoffenen Duplo-Beschlags wurden in Zusammenarbeit mit Wolfgang Busch für die Behandlung von chronischer Hufrehe entwickelt. Es hat sich allerdings in der Praxis herausgestellt, dass die Modelle mit offener Zehe nicht nur bei Hufrehe sinnvoll anwendbar sind, sondern auch bei zahlreichen anderen Diagnosen.

Integrierte Kunststoff-Gittersohle

Alle zehenoffenen Duplo-Modelle sind mit einer integrierten Gittersohle aus Kunststoff ausgestattet und können mit einem Guss- oder Knetpolster verwendet werden. Durch die Öffnungen kann das überschüssige Polstermaterial austreten und übt keinen unangenehmen Druck auf die empfindliche Sohle aus.

Gleitschutz

Die Bodenfläche aller zehenoffenen Duplo-Modelle ist leicht profiliert; die Beschläge sind daher sehr rutschfest. In bestimmten Situationen kann aber die Verwendung von Stollen sinnvoll sein. Für diese Anwendungsfälle gibt es ein Modell mit zwei stabilen Gewindeeinsätzen im Trachtenbereich.

Gewichtersparnis

Ein zehenoffener Duplo-Beschlag (ohne Seitenkappen und Gewinde) wiegt weniger als ein konventioneller zehenoffener Beschlag ohne Steg mit einer leichten Einlegesohle aus Kunststoff. Dadurch werden sowohl der Bewegungsapparat als auch die Hufwand entlastet.

Offene Zehe

Der offene Zehenbereich des Beschlags ermöglicht ein sehr frühes Abrollen des Hufs; die Hebelkräfte im vorderen Hufbereich werden dadurch minimiert. Außerdem können Sie bei Bedarf das Zehenwandhorn stärker kürzen als bei einem regulären Beschlag.

Anatomisch geformter Steg

Der Steg entspricht genau der Form des vorderen Hufbeinrandes. Anders als bei einem geraden Steg wird kein punktueller Druck auf den Hufbeinrand ausgeübt, wenn der Beschlag korrekt auf dem Huf platziert wird.

Zuverlässiger Sitz

Je nach Modell sorgen zwei Seitenkappen für den sicheren Halt des Beschlags am Huf.

Flexible Nagellöcher

Die Nagellöcher sind als Langlöcher quer zur weißen Linie positioniert. So können Sie die Nägel je nach Bedarf weiter innen oder außen platzieren und somit auch auf unregelmäßige Wandformen individuell reagieren.

Modifikationsmöglichkeiten

Durch den großzügigen Kunststoffüberstand rund um den Metallkern kann der zehenoffene Duplo-Beschlag problemlos mit einem Winkel- oder Bandschleifer an die individuelle Hufform angepasst werden. Auch die Ergänzung einer angeschliffenen Zehen- oder Trachtenrichtung ist möglich.

Stabiler Metallkern

Der Metallkern der zehenoffenen Duplo-Beschläge ist äußerst stabil und verwindungssteif. Auch die beiden Schenkelenden bleiben zuverlässig in ihrer Position und unterstützen den Huf genau dort, wo es notwendig ist.



Modelle

Unser Sortiment an zehenoffenen Beschlägen umfasst drei Modelle, die in den Größen von 110mm bis 170mm verfügbar sind.



zehenoffener Beschlag



zehenoffener Beschlag mit Seitenkappen



zehenoffener Beschlag mit Seitenkappen und Gewinde

Die Gewindegröße ist abhängig von der Beschlagsgröße: Bei Beschlägen bis 130mm verwenden wir M8-Gewinde, ab 134mm M10-Gewinde.

In unserem Onlineshop finden Sie neben den verschiedenen zehenoffenen Duplo-Modellen auch das passende Zubehör. Gerade im therapeutischen Bereich kann es vorteilhaft sein, nagellos zu beschlagen. Für diese Fälle haben wir diverse Klebesysteme im Sortiment. Falls zusätzlicher Gleitschutz benötigt wird, können Sie unsere Schraubstollen verwenden.



Cast-Haken

Wenn die Hornkapsel absolut ruhiggestellt und stabilisiert werden soll, können Sie den zehenoffenen Duplo-Beschlag mithilfe unserer Cast-Haken und einer Cast-Bandage am Huf befestigen.

Während der Nutzung liegt die Cast-Bandage nicht auf der Bodenfläche des Beschlags auf und wird somit nicht durchgelaufen.



www.duplo-frank.de/de/nagellos/cast-haken



Klebekrägen

In Kombination mit den zehenoffenen Beschlägen haben sich vor allem die Klebekrägen RB-Carbon „powered by Duplo“ bewährt.



www.duplo-frank.de/de/nagellos/rb-carbon



Stollen

Für das zehenoffene Duplo-Modell mit Gewinde gibt es passende Stollen in Höhe von 8mm. Da die Stollen beim Einschrauben etwa 3mm im Gewinde versenkt werden, ist die tatsächliche Höhe etwas geringer.



www.duplo-frank.de/de/gleitschutz-produkte

Falls Sie den zehenoffenen Duplo-Beschlag zur Behandlung von chronischer Hufrehe verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen dringend die Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang und die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Tierarzt. Jeder Beschlag ist nur so gut wie sein Anwender!

Bitte beachten Sie außerdem unsere allgemeine Beschlagsanleitung und Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren zehenoffenen Duplo-Modellen und hoffen, dass Sie damit den Genesungsprozess Ihres Pferdes unterstützen können!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.duplo-frank.de/de/duplo-verbundbeschlaege/zehenoffener-beschlag



www.duplo-frank.de

Duplo Verbundbeschläge

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Tel.: +49 (0)8585/96926-0
Fax: +49 (0)8585/96926-119
info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege

DUPLO

Zehenoffene Beschläge



Stand: Juni 2020